

Edg Rubicon-ET

Rubicon

Rasse: holstein | Zuchtwert: us | HB-Nr.: 507585 | Reg-Nr.: HOUSA000072128125 | aAa: 432 | B-Kn: A1A2 | K-Kn: BE

Gesamtzuchtwert

ZWS: April 2026

TPI: 2674 NM\$: +321 ECO\$: 641


- der Maßstab für töchtergeprüfte Vererber
- über 51.000 Töchter in der ZWS
- enormer globaler Einfluss über Söhne & Töchter
- nur noch begrenzter Spermavorrat

Leistung	Töchter: 51903	Herden: 8730
Milchmenge		+59
Fettmenge		+48
Fett %		+0.17
Eiweißmenge		+11
Eiweiß %		+0.03
Milch-Fett-Protein		+59

Bilder



Rubicon



Welcome-Tel Rubicon Pipa EX-94 (96 Euter)



Sandy-Valley Rubicon Eternity EX-92

Pedigree

Mogul x EX-90 Robust x Planet Sapphire VG-87 x Dellia EX-95 Fam.

Funktionalität

Zellzahl	SCS	3.03
Produktive Lebenszeit in Monaten	PL	+0.1
Konzeptionsrate Kühe	CCR	-3.0
Fruchtbarkeitsindex	Fertil Index	-2.9
Überlebensrate	PTA LIV	+1.2
Kalbeverlauf Bulle	SCE	+1.6
Trächtigkeitsdauer	PTA GL	0.5
Futtereinsparung	Feed Saved	+151
Futtereffizienz	Feed Effic	+128
Melkbarkeit	Milking Speed	96

Gesundheit

Milchfieber	Milk Fever	+0.3
Labmagenverlagerung Resistenz	Displaced Abomasum	+1.0
Ketose-Resistenz	Ketosis	+0.8
Mastitis-Resistenz	Mastitis	-1.7
Metritis-Resistenz	Metritis	-0.1
Nachgeburtsverhaltung	Retained Placenta	-0.6
Gesundheitsindex	Health Index	-0.8

Roboter-Zuchtwerte

Melkgeschwindigkeit	Milking Speed	5.6
Boxenzeit	Box Time	8.9
Effektive Melkgeschwindigkeit	EMS	3.8
Gesamtindex	RCI	3.8

Effizienz-Zuchtwerte

Futtereffizienz Rinder	EcoFeed Heifer	104
Futtereffizienz Kühe	EcoFeed Cow	117
Futterverwertung gesamt	Ecofeed Index	113

Exterieur

Töchter: 20373 Herden: 4502

Exterieur gesamt	PTA Type	+0.44
Milchtyp	DC	-0.04
Körper	BSC	+0.32
Fundament	FLC	+1.45
Euter	UDC	+0.04

Linearpfprofil

Größe	groß	+0.24	
Stärke	stark	+0.48	
Körpertiefe	viel	+0.25	
Rippenstruktur	viel	+0.23	
Beckenneigung	ansteigend	-0.60	
Beckenbreite	breit	+0.45	
Hinterbeinwinkelung	gewinkelt	+0.81	
Hinterbeinstellung	parallel	+2.14	
Klauenwinkel	hoch	+0.48	
Fundament Gesamt	hoch	+1.27	
Vordereuteraufhängung	fest	+0.09	
Hintereuterhöhe	niedrig	-0.17	
Hintereuterbreite	breit	+0.62	
Zentralband	schwach	-0.13	
Eutertiefe	tief	-0.17	
Strichplatzierung vorne	innen	+0.75	
Strichplatzierung hinten	innen	+0.62	
Strichlänge	lang	+0.57	